

MCSP/INT/00016

Fecha de envío:

06/07/2024 11:44:24

Producto	Ordenado	Entregado
<p>[270-110] Brackets MBT 0,22 - caja con 10 casos - Con gancho - 270-110 - Tecnident</p> <p>* Indicado para tratamientos de ortodoncia. Sistema MBT.</p> <p>* Construidas en un solo cuerpo mediante el sistema MIM (Metal Injection Moulding), sin soldaduras, tienen una baja cantidad de níquel y resistencia probada del acero inoxidable. * Tamaño intermedio. * Perfil más bajo y aletas más pequeñas.</p> <p>Embalaje con 1 caso</p>	3,00 Unidades	3,00 Unidades
[8213-25B] Brackets Roth Mini - Shinye	11,00 Unidades	11,00 Unidades
<p>[214-205] Brackets Roth 0,22 - Composite - rueda con 5 casos - Con gancho - 214-205 - Tecnident</p> <p>Brackets de ortodoncia con ángulos y torques preestablecidos que dirigen los dientes según las prescripciones estandarizadas por la técnica de ortodoncia Roth Composite.</p> <p>Roth Composite (línea estética) con policarbonato reforzado con fibra de vidrio. -Base cóncava con pasadores de retención.</p> <p>- 1 unidad con 20 brackets .</p> <p>5 unidades = 5 casos</p>	15,00 Unidades	15,00 Unidades
<p>[283-000] Brackets estetico Autoligante - SLIMCLEAR 0,22 - 5x5 - 283-000 - Tecnident</p> <p>Características ** Pasivo; Autoligado Totalmente estético y eficiente; Composición: Polímero; Facil de abrir y cerrar; Fácil unión y remoción; Solicitud ** Sirven como dispositivos de apoyo, pegados a los dientes, destinados principalmente a recibir un arco o alambre y absorber de ellos el potencial de trabajo para el tratamiento de ortodoncia. Los brackets de autoligado tienen un clip que cierra el canal, no requiriendo el uso de gomas.</p>	4,00 Unidades	4,00 Unidades
<p>[266 - 500] Brackets Roth Light 0,22 - Monoblock - x 1 CASO - 266-500 - Tecnident</p> <p>-Brackets para alambres de ortodoncia con ángulos y torques preestablecidos dirigiendo los dientes según las prescripciones estandarizadas por la técnica de ortodoncia ROTH.</p> <p>-Los Brackets TECNIDENT están contruidos en Acero Inoxidable (CrNi) con bases tratadas para ofrecer la mejor adherencia y resistencia en el proceso de unión; -Los ROTH standart son más pequeños y mucho más estéticos. Tienen precisión y pulido de ranuras.</p> <p>Sin Ganchos</p> <p>-Embalaje de 1 caso</p>	6,00 Unidades	6,00 Unidades
<p>[283-107] KIT Brackets Zafiro Autoligado - SLIMCLEAR 0,22 - 7x7 - Tecnident - 283-107</p> <p>Características ** Pasivo; Autoligado Totalmente estético y eficiente; Composición: Polímero; Facil de abrir y cerrar; Fácil unión y remoción; Solicitud ** Sirven como dispositivos de apoyo, pegados a los dientes, destinados principalmente a recibir un arco o alambre y absorber de ellos el potencial de trabajo para el tratamiento de ortodoncia. Los brackets de autoligado tienen un clip que cierra el canal, no requiriendo el uso de gomas.</p>	4,00 Unidades	4,00 Unidades
[10.10.2934] Kit Bracket metal ROTH - Advanced Series - ORTHOMETRIC	5,00 Unidades	5,00 Unidades

Producto	Ordenado	Entregado
[10.11.2916] Kit Bracket metal MBT - Advanced Series - ORTHOMETRIC	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[218-000] Brackets Cerámico Roth 0,22 - Estético translúcido - 225-000 -Tecnident Brackets Cerámico Roth 0,22 - Estético translúcido - 218-000 -Tecnident	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[ristea-dapen-azul] Vaso Dappen de vidrio - Ristea (Azul) dapen manicura pedicura	4,00 Unidades	4,00 Unidades
[ristea-dapen-marron] Vaso Dappen de vidrio - Ristea (Marron) dapen manicura pedicura	4,00 Unidades	4,00 Unidades
[ristea-dapen-transparente] Vaso Dappen de vidrio - Ristea (Transparente) dapen manicura pedicura	4,00 Unidades	4,00 Unidades
[ristea-dapen-verde] Vaso Dappen de vidrio - Ristea (Verde) dapen manicura pedicura	4,00 Unidades	4,00 Unidades
[21205-A1] Resina Composite - Brilliant NG - 4g - Coltene (A1, Dentina) Resina Composite Brilliant Ng Coltene Jeringa 4g MARCA: COLTENE MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA -Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5. -Reparaciones de carillas de composite o de cerámica. -Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica. -Obturación de dientes opacos. -Material más translúcido en la técnica de estratificación. -Restauración de dientes blanqueados. -Restauración de dientes desiguos. -Caracterización de manchitas blancas. -Carillas para dientes descoloridos.	1,00 Unidades	1,00 Unidades

Producto	Ordenado	Entregado
<p>[21207-A2] Resina Composite - Brilliant NG - 4g - Coltene (A2, Esmalte)</p> <p>Resina Composite Brilliant Ng Coltene</p> <p>Jeringa 4g</p> <p>MARCA: COLTENE</p> <p>MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5. -Reparaciones de carillas de composite o de cerámica. -Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica. -Obturación de dientes opacos. -Material más translúcido en la técnica de estratificación. -Restauración de dientes blanqueados. -Restauración de dientes desiguos. -Caracterización de manchitas blancas. -Carillas para dientes descoloridos. 	<p>2,00</p> <p>Unidades</p>	<p>2,00</p> <p>Unidades</p>
<p>[21207-A3] Resina Composite - Brilliant NG - 4g - Coltene (A3, Esmalte)</p> <p>Resina Composite Brilliant Ng Coltene</p> <p>Jeringa 4g</p> <p>MARCA: COLTENE</p> <p>MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5. -Reparaciones de carillas de composite o de cerámica. -Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica. -Obturación de dientes opacos. -Material más translúcido en la técnica de estratificación. -Restauración de dientes blanqueados. -Restauración de dientes desiguos. -Caracterización de manchitas blancas. -Carillas para dientes descoloridos. 	<p>4,00</p> <p>Unidades</p>	<p>4,00</p> <p>Unidades</p>
<p>[21207-A1] Resina Composite - Brilliant NG - 4g - Coltene (A1, Esmalte)</p> <p>Resina Composite Brilliant Ng Coltene</p> <p>Jeringa 4g</p> <p>MARCA: COLTENE</p> <p>MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5. -Reparaciones de carillas de composite o de cerámica. -Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica. -Obturación de dientes opacos. -Material más translúcido en la técnica de estratificación. -Restauración de dientes blanqueados. -Restauración de dientes desiguos. -Caracterización de manchitas blancas. -Carillas para dientes descoloridos. 	<p>3,00</p> <p>Unidades</p>	<p>3,00</p> <p>Unidades</p>

Producto	Ordenado	Entregado
[21205-A2] Resina Composite - Brilliant NG - 4g - Coltene (A2, Dentina) Resina Composite Brilliant Ng Coltene Jeringa 4g MARCA: COLTENE MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE RESINA -Obturaciones directas en cavidades de clase 1, 2, 3, 4 y 5. -Reparaciones de carillas de composite o de cerámica. -Cementación adhesiva de restauraciones de composite y cerámica. -Obturación de dientes opacos. -Material más translúcido en la técnica de estratificación. -Restauración de dientes blanqueados. -Restauración de dientes desiguales. -Caracterización de manchitas blancas. -Carillas para dientes descoloridos.	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[ultrafill-C2] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (C2) A1 COD 878 A2 COD 403 A3 COD 287 A3,5 COD 947 resina	2,00 Unidades	2,00 Unidades
[ultrafill-A4] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (A4) A1 COD 878 A2 COD 403 A3 COD 287 A3,5 COD 947 resina	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[ultrafill-A3] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (A3) A1 COD 878 A2 COD 403 A3 COD 287 A3,5 COD 947 resina	1,00 Unidades	1,00 Unidades
[ultrafill-A1] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (A1) A1 COD 878 A2 COD 403 A3 COD 287 A3,5 COD 947 resina	2,00 Unidades	2,00 Unidades

Producto	Ordenado	Entregado
[ultrafill-A2] Composite Ultra Fill -varios colores - 4g - ULTRA (A2) A1 COD 878 A2 COD 403 A3 COD 287 A3,5 COD 947 resina	2,00 Unidades	2,00 Unidades